

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 11755

Цена в прайсе: 2971 тг.

Электролизер, прибор для демонстрации качества очистки воды



Электролизёр удобен в обращении, быстро и легко виден результат диагностики. Предоставляет простой и недорогой способ проверки качества воды. Применяется для проверки степени чистоты воды. Можно увидеть состояние питьевой воды.

Методы проверки:

1. Подготовьте два прозрачных стакана для воды емкостью 100-500 мл. Один наполните проточной водой, другой - чистой отфильтрованной водой. Поставьте их на столе рядом.
2. Поместите электролизатор в стакан, а затем включите питание.
3. Выполнение проверки: нажмите кнопку включения ("on") и выполняйте проверку в течение 30 секунд, затем выключите устройство (положение "off") и вылейте воду из электролизатора.

Спецификация электролизатора воды:

- Вес: 171 г
- Размеры: 99,5 x 35,6 x 24,8 мм
- Металлическое основание: длина 74 мм x диаметр 7,8 мм
- Длина кабеля: 105 см

Цвет воды после опыта	Загрязняющие вещества	Влияние на человеческий организм
Розовый	Оксид железа (медянка)	Рвота, диарея, уремия
Зеленый	Медный азот (медянка)	Страдают почки и центральная нервная система
	Соединения хлора (CL)	Канцерогенные вещества
	Сульфат алюминия	Опасно для нервной системы
Синий	Фосфорорганические вещества	Неблагоприятно для печени и почек
	Магниеые соединения, соединения кальция	Диарея, рвота
Белый	Коллоидные бактерии, вирусы, водоросли	Инфекционные заболевания
	Асбест	Канцерогены
Черный	Соединения тяжелых металлов	Накапливаются в организме
Желтый, оранжевый	Минералы	Необходимые организму минералы (1%)