

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17919

Цена в прайсе: 1431 тг.

Железо хлорное в банке 100 гр.



Хлорное железо применяется в радиоэлектронике при травлении печатных плат.

Хлорное железо предназначено для травления печатных плат, меди и ее сплавов в электронной промышленности и приборостроении водным раствором. Для приготовления водного раствора необходимо перемешиванием соединить в посуде из пластмассы, стекла или керамики в соотношении: 1 часть хлорного железа и 3 части воды. В процессе травления необходимо перемешивать раствор, например покачиванием посуды. Время травления хлорным железом составляет до 50 минут и зависит от температуры, концентрации раствора и его загрязнённости медью, толщины медной фольги. Чем выше температура раствора, тем меньше время травления. Готовую плату нужно промыть проточной водой и высушить.