

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18066

Цена в прайсе: 3658 тг.

Жидкость CD-X01 для ультразвуковых ванн, 250 мл, с кисточкой



Данный продукт представляет собой жидкостное чистящее средство с чрезвычайно сильными очищающими свойствами. В промышленности оно в основном используется для очистки печатных плат от канифоли, припоя, флюса и тому подобное. Отлично заменяет растворители и оказывает минимальное влияние на компоненты. Быстро испаряется и не оставляет следов после очистки.

Жидкостное чистящее средство используется в ультразвуковых ваннах. Она полностью справляется со своей задачей в течение 4 - 6 минут. После извлечения изделий из ультразвуковых ванн требуется просушка с проветриванием на протяжении 6 минут. Данная жидкость не содержит свинец.

Внимание!

- При попадании жидкости CD-X01 в глаза, необходимо срочно промыть пораженную область большим количеством воды;
- Не подвергать жидкость воздействию солнечных лучей;
- Не подвергать жидкость воздействию с огнем;
- Не употреблять средство перорально;
- Хранить в недоступном для детей месте.

Спецификация:

- Тип: очищающая жидкость;
- Показатель pH: 6.8;
- Содержание pH: 99.80 %;

- Содержание углерода (% в перерасчёте на HCl): 0.0001;
- Точка кипения: от 86°C до 88°C.