

RadioMart — Казахстан

Актуальные адрес и часы работы:
<https://radiomart.kz/content/23-kontakty>

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 19093 Цена в прайсе: 108736 тг.

Вискозиметр Квазар ВЗ-246 с соплами 2, 4 и 6 мм



Квазар ВЗ-246 — чашечный вискозиметр для определения условной вязкости лакокрасочных материалов и близких к ньютоновским жидкостей по времени истечения. В комплекте сменные сопла 2, 4 и 6 мм и регулируемый штатив.

Вискозиметр Квазар ВЗ-246 предназначен для контроля условной вязкости лакокрасочных материалов, ньютоновских и близких к ним жидкостей. Измерение выполняют по времени непрерывного истечения образца через выбранное калиброванное сопло. Результат выражается в секундах. Для отсчёта времени требуется секундомер.

Сменные сопла диаметром 2, 4 и 6 мм позволяют работать с жидкостями разной вязкости. Для сопла 2 мм диапазон времени истечения составляет 70–300 с, для 4 мм — 12–200 с, для 6 мм — 20–200 с. Основная относительная погрешность по данным поставщика не превышает $\pm 3\%$.

Воронка изготовлена из анодированного алюминия, сопла — из нержавеющей стали. Герметичное соединение сопла с резервуаром и регулируемый штатив обеспечивают устойчивую установку прибора. ВЗ-246 применяется при производственном и лабораторном контроле лакокрасочных материалов по ГОСТ 9070-75.

Комплект поставки: резервуар, три сменных сопла диаметром 2, 4 и 6 мм, регулируемый штатив и паспорт.

Характеристики

Модель: ВЗ-246

Тип: Чашечный вискозиметр для измерения условной вязкости

Диаметры сопел: 2; 4; 6 мм

Время истечения, сопло 2 мм: 70–300 с

Время истечения, сопло 4 мм: 12–200 с

Время истечения, сопло 6 мм: 20–200 с

Основная относительная погрешность: Не более $\pm 3\%$ среднего времени истечения

Материал резервуара: Анодированный алюминий

Материал сопел: Нержавеющая сталь

Размеры без штатива: 95 × 75 мм

Масса прибора по данным поставщика: 0,2 кг

Нормативный документ: ГОСТ 9070-75

Штатив: Регулируемый, в комплекте

Производитель: ООО «Квазар», Россия.

Габариты транспортной упаковки указаны ориентировочно и требуют контрольного замера.
Размеры прибора без штатива не являются упаковочными.